


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Twf2 Per Wb, Ip, Elisa - Q6Ibs0

Numero articolo: CM0006961



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro TWF2 umano (Twintifilina-2), validato per applicazioni WB, IP ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Riconosce una proteina di circa 40 kDa coinvolta nella dinamica dell'actina e nell'endocitosi mediata dalla clatrina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TWF2 Rabbit mAb
Note/Alias	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
Specie	Umana
ID del gene (umano)	11344
ID del gene	11344
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-349 di TWF2 umano. (NP_009215.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q6IBS0
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante