

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Twist Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15672

Numero articolo: CM0023779



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità specifico per Twist umano (TWIST1) per WB, IHC-P, ELISA. Validato per uomo, topo, ratto. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione, la miogenesi e la craniosinostosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Twist Rabbit pAb
Note/Alias	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7291
ID gene	7291
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 51 e 150 di Twist umano (NP_000465.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15672
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco