

Anticorpo Monoclonale Anti-Twist1 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15672

Numero articolo: CM0005905



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio TWIST1 convalidato per western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce con TWIST1 umano e murino, ideale per studi sulla regolazione della trascrizione e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro Prodotto	Valore
Nome Prodotto	TWIST1 Rabbit mAb
Note/Alias	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; twist-related protein 1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7291
GeneID	7291
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 del TWIST1 umano (NP_000465.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q15672
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio