

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-TxlNa Per Wb, Elisa - P40222

Numero articolo: CM0020154

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TXLNA validato per WB, ELISA. Riconosce l'alfa-tassilina umana (62 kDa, ID gene 200081), una proteina coinvolta nel traffico di vescicole intracellulari e nell'esocitosi. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TXLNA Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IL14; TXLN; TXLNA
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	200081
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-160 della TXLNA umana (NP_787048.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P40222
Peso proteico	62 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio