

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-TxlNa Per Wb, If/Icc, Elisa - P40222

Numero articolo: CM0019666

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'alfa-taxilina umana (TXLNA). Adatto per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio del traffico delle vescicole intracellulari e dell'esocitosi calcio-dipendente.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | TXLNA Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/alias          | IL14; TXLN; TXLNA                                                                                                               |
| Specie              | Uomo                                                                                                                            |
| GenelD (umano)      | 200081                                                                                                                          |
| GenelD              | 200081                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 della TXLNA umana (NP_787048.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Reattività crociata | Uomo                                                                                                                            |
| SWISS               | P40222                                                                                                                          |
| Peso della proteina | 62 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                              |