

Anticorpo Policlonale Anti-Txndc12 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95881

Numero articolo: CM0018647



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano TXNDC12 (ERp18/ERp19), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con il mouse e il ratto. Ideale per lo studio dell'attività della disulfuro isomerasi proteica ER e della regolazione redox.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TXNDC12 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AG1, AGR1, ERP16, ERP18, ERP19, TLP19, hAG-1, PDIA16, hTLP19, TXNDC12
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51060
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 93-172 di TXNDC12 umano (NP_056997.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O95881
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio