


Anticorpo Policlonale Anti-Txndc5 Per Wb - Q8Nbs9

Numero articolo: CM0018664



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TXNDC5 umano (ERp46), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio del ripiegamento delle proteine ER e della formazione dei legami disolfuro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TXNDC5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HCC2; ERP46; HCC-2; STRF8; PDIA15; UNQ364; ENDOPDI; TXNDC5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	81567
GeneID	81567
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-324 di TXNDC5 umano (NP_001139021.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NBS9
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio