

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Txndc9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14530

Numero articolo: CM0030321

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro TXNDC9, validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva TXNDC9 umano, murino e di ratto, un regolatore negativo dell'attività ATPasica della chaperonina TCP1 coinvolta nel ripiegamento di actina e tubulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TXNDC9 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	APACD, PHLP3, TXNDC9
Specie	Umana
ID gene (Umano)	10190
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 di TXNDC9 umano (NP_005774.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O14530
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio