


Anticorpo Policlonale Anti-Txnip Per Wb, Elisa - Q9H3M7

Numero articolo: CM0019797



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TXNIP (VDUP1) umano, adatto per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio dello stress ossidativo, la regolazione del ciclo cellulare e la soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TXNIP Rabbit pAb
Note/Alias	THIF; VDUP1; ARDC6; HHCPA78; EST01027; TXNIP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10628
GeneID	10628
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 291-391 di TXNIP umano. (NP_006463.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H3M7
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio