


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Txnip Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3M7

Numero articolo: CM0026063



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio anti-TXNIP validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva TXNIP umano, di topo, di ratto (~44kDa). Funziona nello stress ossidativo, nell'arresto del ciclo cellulare e nella soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio TXNIP
Osservazioni/Alias	THIF; VDUP1; ARRDC6; HHCPA78; EST01027; TXNIP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10628
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-166 di TXNIP umano (NP_006463.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H3M7
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio