


Anticorpo Policlonale Anti-Txnl1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43396

Numero articolo: CM0022924



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a TXNL1 umano (proteina tioredossina-simile 1), reattivo con umano, topo, ratto. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Swiss-Prot O43396. Uso nella ricerca di biologia redox.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	TXNL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Txl; TXNL; TRP32; TXL-1; HEL-S-114; TXNL1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9352
ID Gene	9352
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-289 di TXNL1 umano (NP_004777.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43396
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio