


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Txnl4A Per Wb E Elisa - P83876

Numero articolo: CM0016977



introduzione

Anticorpo policlonale che bersaglia TXNL4A umana (proteina 4A simile alla tioredoxina, anche DIM1/U5-15kD). Convalidato per WB e ELISA con reattività crociata verso il topo. Adatto per la ricerca sullo spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TXNL4A Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	BMKS, DIB1, DIM1, TXNL4, SNRNP15, U5-15kD, TXNL4A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10907
GeneID	10907
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-142 di TXNL4A umana (NP_006692.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P83876
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio