


Anticorpo Policlonale Anti-Txnl4B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx01

Numero articolo: CM0028154



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TXNL4B (DLP/Dim2). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reattività crociata con uomo e topo. Coinvolto nello splicing del pre-mRNA e nella transizione S/G2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TXNL4B Rabbit pAb
Note/Alias	DLP; Dim2; TXNL4B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54957
ID Gene	54957
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-149 di TXNL4B umano (NP_060323.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NX01
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio