

Anticorpo Policlonale Anti-Tymp Per Wb E Elisa - P19971

Numero articolo: CM0016134



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting TYMP (Timidina fosforilasi/PD-ECGF), validato per WB e ELISA in campioni umani e di ratto. Essenziale per la ricerca sull'angiogenesi e sul metabolismo dei nucleosidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TYMP Coniglio pAb
Note/Alias	TP; ECGF; ECGF1; MNGIE; MEDPS1; MTDPS1; PDECGF; hPD-ECGF; TYMP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1890
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P19971
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del bustine di ghiaccio