

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tyms Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04818

Numero articolo: CM0018583



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TYMS validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la timidilato sintasi umana e murina (TS, TMS, HST422), un enzima chiave nella biosintesi de novo del timidilato e nella ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TYMS Rabbit pAb
Note/alias	TS; TMS; DKCD; HST422; TYMS
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	7298
ID del gene	7298
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-313 della TYMS umana (NP_001062.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P04818
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante