

Anticorpo Monoclonale Anti-Tyro3 Per Wb E Elisa - Q06418

Numero articolo: CM0002124



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro Tyro3 umano (Q06418), validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della sopravvivenza cellulare, della migrazione e dei meccanismi di ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Tyro3 Rabbit mAb
Note/Alias	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
Specie	Umana
ID gene (Umano)	7301
ID gene	7301
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 791-890 di Tyro3 umano (Q06418).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q06418
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio