


Anticorpo Policlonale Anti-Tyrobp Per Wb, Elisa - 043914

Numero articolo: CM0018623



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TYROBP (DAP12) umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche sulla segnalazione immunitaria e lo sviluppo degli osteoclasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TYROBP Rabbit pAb
Osservazioni / Alias	DAP12; KARAP; PLOSL; PLOSL1; TYROBP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7305
GeneID	7305
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-113 di TYROBP umano (NP_003323.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	O43914
Peso Proteico	12 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio