

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tirosinasi Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14679

Numero articolo: CM0016599



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro la Tirosinasi umana, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi della melanina e sulla pigmentazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Tirosinasi pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCAIA; SHEP3; Tirosinasi
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7299
GeneID	7299
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 20-340 della Tirosinasi umana (NP_000363.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P14679
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio