

Anticorpo Policlonale Anti-Tirosinasi Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14679

Numero articolo: CM0018725



introduzione

Anticorpo Policlonale da Coniglio anti-Tirosinasi (60kDa) adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con specie umana e ratto. Bersaglia l'enzima della biosintesi della melanina; ideale per la ricerca sull'albinismo e il melanoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Tyrosinase Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCAIA; SHEP3; Tirosinasi
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7299
GeneID	7299
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-340 della Tirosinasi umana (NP_000363.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Ratto
SWISS	P14679
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio