


Anticorpo Monoclonale Anti-Tirosina Idrossilasi Per Wb, If, Ihc-P E Elisa - P07101

Numero articolo: CM0005365



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro la tirosina idrossilasi (TH) umana, adatto per WB, IF, IHC-P e ELISA. Reagisce con essere umano, topo e ratto. Validato per applicazioni di ricerca e diagnostiche negli studi sulla biosintesi delle catecolamine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Tirosina idrossilasi mAb di topo
Note/Alias	TYH; DYT14; DYT5b
Specie	Umana
GeneID	7054
Immunogeno	Un peptide sintetizzato derivato dalla tirosina idrossilasi umana
Provenienza	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07101
Peso proteico	45-59 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio