


Anticorpo Monoclonale Anti-Tirosina Idrossilasi Per Wb, Ihc, If, Elisa - P07101

Numero articolo: CM0004093



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce la Tirosina Idrossilasi (TH, TYH) umana. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle catecolamine e sul morbo di Parkinson.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Tirosina Idrossilasi
Note/Alias	TYH; DYT14; DYT5b
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7054
GeneID	7054
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 411-528 della Tirosina Idrossilasi umana (NP_954986.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P07101
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio