


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tirosina Idrossilasi Per Wb, If/Icc, Elisa - P07101

Numero articolo: CM0012881



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Tirosina Idrossilasi di alta qualità, validato per Western Blot, IF/ICC, ELISA su uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi delle catecolamine e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Tirosina Idrossilasi Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TYH; DYT14; DYT5b; Tirosina Idrossilasi
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7054
ID gene	7054
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 411-528 della Tirosina Idrossilasi umana (NP_954986.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07101
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio