


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tirosina Idrossilasi Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07101

Numero articolo: CM0016247



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-tirosina idrossilasi umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia l'enzima limitante nella biosintesi delle catecolamine, adatto per ricerche neuroscientifiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Tirosina Idrossilasi Coniglio pAb
Note/Alias	TYH; DYT14; DYT5b; Tirosina Idrossilasi
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7054
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 411-528 della tirosina idrossilasi umana (NP_954986.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07101
Peso Proteico	45-59 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio