

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-U1A/Snrpa Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P09012

Numero articolo: CM0008313



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità mirato a U1A/SNRPA, validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sullo spliceosoma e l'elaborazione dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	U1A/SNRPA Rabbit mAb
Note/Alias	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
Specie	Umana
GeneID (umano)	6626
GeneID	6626
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di U1A/SNRPA umano (P09012).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P09012
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio