

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-U1A/Snrpa Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09012

Numero articolo: CM0025341



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro U1A/SNRPA, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, mouse e ratto. Ideale per la ricerca sullo spliceosoma e la processazione dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	U1A/SNRPA Rabbit pAb
Note/Alias	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	6626
GeneID	6626
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-282 della proteina U1A/U1A/SNRPA umana (NP_004587.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P09012
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio