

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-U2Af1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q01081

Numero articolo: CM0017765



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro U2AF1 umano, la subunità da 35 kDa del fattore di splicing U2AF. Convalidato per WB, IHC-P, IP, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing del pre-mRNA e per la ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	U2AF1 pAb di coniglio
Note/Alias	RN; FP793; U2AF35; U2AFBP; RNU2AF1; U2AF1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	7307
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di U2AF1 umano (NP_006749.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q01081
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante