

Anticorpo Monoclonale Anti-U2Af2/U2Af65 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P26368

Numero articolo: CM0009930



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting su U2AF2/U2AF65 umano (P26368). Validato per WB, IHC-P, IP, ELISA; cross-reattività con umano, topo, ratto. Ideale per studi sullo splicing e sulla lavorazione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	U2AF2/U2AF65 Rabbit mAb
Note/Alias	U2AF65; U2AF2/U2AF65
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11338
GeneID	11338
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 376-475 di U2AF2/U2AF2/U2AF65 umano (P26368).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26368
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio