

Anticorpo Policlonale Anti-U2Af2/U2Af65 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26368

Numero articolo: CM0022389



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro U2AF2/U2AF65 umano. Validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sullo splicing, sull'elaborazione dell'estremità 3' e sull'esportazione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	U2AF2/U2AF65 Rabbit pAb
Note/alias	U2AF65; U2AF2/U2AF65
Specie	Umano
GeneID (umano)	11338
GeneID	11338
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 192-471 di U2AF2/U2AF65 umano (NP_001012496.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P26368
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante