

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Uaca Per Wb Ed Elisa - Q9Bzf9

Numero articolo: CM0028301

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro UACA umano (NUCLING), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sull'apoptosi e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UACA Rabbit pAb
Note/Alias	NUCLING; UACA
Specie	Umano
GenelD (Umano)	55075
GenelD	55075
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BZF9
Peso Proteico	163kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio