

Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Rabbit Anti-Uap1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16222

Numero articolo: CM0010899



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce UAP1 umano (Q16222), adatto per WB, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Utile per studiare la biosintesi dell'UDP-GlcNAc e la segnalazione immunitaria innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	UAP1 Rabbit mAb
Note/Alias	AGX; AGX1; AGX2; SPAG2; UAP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6675
GeneID	6675
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 400-500 di UAP1 umano (Q16222).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16222
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio