


Anticorpo Monoclonale Anti-Uap56/Ddx39B Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13838

Numero articolo: CM0007990



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato all'UAP56/DDX39B umano (Q13838), validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Immunogeno ricombinante (aa310-428). Ideale per la ricerca sull'esportazione di mRNA e sul spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UAP56/DDX39B Rabbit mAb
Note/Alias	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7919
ID Gene	7919
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 310-428 dell'UAP56/DDX39B umano (Q13838).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13838
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio