


Anticorpo Policlonale Anti-Uap56/Ddx39B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13838

Numero articolo: CM0025422



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UAP56/DDX39B (BAT1), una RNA elicasi dello spliceosoma da 49 kDa. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA in esseri umani, topi e ratti. Ideale per studi sul processing e l'esportazione di mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UAP56/DDX39B Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7919
GeneID	7919
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 319-428 di UAP56/DDX39B umano (NP_004631.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13838
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio