


Anticorpo Policlonale Anti-Uba1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22314

Numero articolo: CM0017867



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-UBA1 di alta qualità validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con UBA1 umano, murino, di ratto (118 kDa). Ideale per studi sul sistema ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	UBA1 Rabbit pAb
Note/Alias	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
Specie	Umano
ID Gene	7317
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-600 di UBA1 umano (NP_695012.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22314
Peso Proteico	118kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio