


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Uba1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22314

Numero articolo: CM0003989



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio UBA1 di alta qualità, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Mira all'enzima attivatore dell'ubiquitina E1 (P22314) per la ricerca sul proteasoma-ubiquitina e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Specificità	Dettagli
Nome Prodotto	mAb di coniglio UBA1
Note/Alias	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7317
ID Gene	7317
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 959-1058 di UBA1 umano (P22314).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22314
Peso Proteico	118kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio