


Anti-Uba1/7 Rabbit Polymab® Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22314 / P41226

Numero articolo: CM0007828



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro UBA1 e UBA7 umani (UniProt P22314/P41226), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Adatto per la ricerca sulla via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBA1/7 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124
Specie	Umano
ID genico (umano)	7317/7318
ID genico	7317/7318
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P22314/P41226
Peso della proteina	118 kDa/112 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio