

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uba3 Per Wb, Elisa - Q8Tbc4

Numero articolo: CM0003660



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro UBA3 (sottounità catalitica dell'enzima E1 attivante NEDD8, 52 kDa). Validato per WB ed ELISA; cross-reattività con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla via della neddylation e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBA3 mAb Coniglio
Note/Alias	NAE2, UBE1C, hUBA3, UBA3
Specie	Umano
GeneID (umano)	9039
GeneID	9039
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-463 dell'UBA3 umano (NP_003953.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TBC4
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio