

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Uba5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzz9

Numero articolo: CM0014309



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro UBA5 (enzima 5 attivante modificatori simili all'ubiquitina) per l'uso in WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi di ufmilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBA5 Rabbit pAb
Note/Alias	DEE44; EIEE44; SCAR24; THIFP1; UBE1DC1; UBA5
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	79876
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-404 di UBA5 umano (NP_079094.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9GZZ9
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante