

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Uba52 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62987

Numero articolo: CM0003467



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro UBA52 umano (P62987). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva la proteina di fusione ubiquitina-ribosomiale L40, adatto per la ricerca sulla via dell'ubiquitina e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBA52 Rabbit mAb
Note/Alias	L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; UBA52
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7311
GeneID	7311
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di UBA52 umano (P62987).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62987
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio