


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Uba6 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - A0Avt1

Numero articolo: CM0026263



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio validato contro UBA6 (UBE1L2, E1-L2), una ubiquitina-attivante enzima. Adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA su campioni umani e di topo. Ideale per ricerche sulla via della ubiquitina e sulla fertilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBA6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	E1-L2, MOP-4, UBE1L2, UBA6
Specie	Umana
GeneID	55236
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di UBA6 umano (NP_060697.4).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	A0AVT1
Peso proteico	118kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio