

Anticorpo Policlonale Anti-Ubac2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbm4

Numero articolo: CM0015365

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla proteina 2 contenente il dominio associato all'ubiquitina (UBAC2). Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Coinvolto in ER-fagia e segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBAC2 Rabbit pAb
Note/Alias	PHGDHL1; UBAC2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	337867
ID Gene	337867
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-310 di UBAC2 umano (NP_001137544.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NBM4
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio