

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ubac2 Per Wb, Elisa - Q8Nbm4

Numero articolo: CM0023044

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-UBAC2 di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Reagisce con UBAC2 umano e murino, un recettore dell'ER-fagia e regolatore della segnalazione Wnt. Essenziale per gli studi sull'autofagia e sulla segnalazione dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBAC2 Rabbit pAb
Note/Alias	PHGDHL1, UBAC2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	337867
GeneID	337867
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-310 di UBAC2 umano (NP_001137544.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8NBM4
Peso della proteina	39kDa
Spedizione	Borsa refrigerante