

Anticorpo Policlonale Anti-Ubash3B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tf42

Numero articolo: CM0030893



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UBASH3B (STS-1/TULA-2) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studiare la segnalazione delle tirosin-chinasi recettoriali e le vie di ubiquitinazione. 73kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBASH3B Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	p70, STS1, STS-1, TULA2, TULA-2, UBASH3B
Specie	Uomo
ID gene	84959
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di UBASH3B umano (NP_116262.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8TF42
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio