

Anticorpo Monoclonale Anti-Ube1L / Uba7 Per Wb, Elisa - P41226

Numero articolo: CM0006532



introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità prodotto in coniglio, diretto contro Ube1L/UBA7 umano per WB ed ELISA. Reagisce anche con campioni di topo e ratto. Ideale per lo studio della coniugazione di ISG15 e dell'immunità antivirale. - 112 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb Ube1L / UBA7 di coniglio
Note/Alias	D8, UBE2, UBE7, UBA1B, UBE1L, Ube1L / UBA7
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	7318
ID del gene	7318
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di Ube1L / UBA7 umano (NP_003326.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P41226
Peso della proteina	112 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante