

Anticorpo Policlonale Anti-Ube2A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49459

Numero articolo: CM0028914



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-UBE2A validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva UBE2A umano, di topo, di ratto (RAD6A, 17kDa). Ideale per studi sul pathway dell'ubiquitina, regolazione della cromatina e mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio UBE2A
Note/Alias	UBC2; HHR6A; MRXSN; RAD6A; MRXS30; UBE2A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7319
ID Gene	7319
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-152 di UBE2A umano (NP_003327.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49459
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio