

Anticorpo Policlonale Anti-Ube2B Per Wb, Elisa - P63146

Numero articolo: CM0026533



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a UBE2B (RAD6B), convalidato per Western blot e ELISA con reattività crociata a umano, topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di ubiquitinazione, modificazione degli istoni e meccanismi di riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBE2B Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HR6B; UBC2; HHR6B; RAD6B; E2-17kDa; UBE2B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7320
ID Gene	7320
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P63146
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio