

Anti-Ube2C Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - 000762

Numero articolo: CM0005494



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting UBE2C (UbcH10), adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Cross-reacts con umano, topo e ratto. Ideale per studi sul ciclo cellulare e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBE2C Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	11065
Gene ID	11065
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-179 del TLR4 umano (NP_008950.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O00762
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio