

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ube2C Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00762

Numero articolo: CM0025005



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting UBE2C (UBCH10), l'enzima coniugante ubiquitina E2 essenziale per la progressione mitotica mediata da APC/C. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Cross-reattività con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBE2C Coniglio pAb
Note/Alias	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	11065
Gene ID	11065
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-179 dell'UBE2C umano (NP_008950.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00762
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio