

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ube2D1/Sft Per Ihc-P Ed Elisa - P51668

Numero articolo: CM0003698



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che targeting UBE2D1/SFT (UbcH5) umano, validato per IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina e degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SFT mAb Coniglio
Note/Alias	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7321
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-147 di SFT umana (NP_003329.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51668
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio