

Anticorpo Policlonale Anti-Ube2D2 Per Wb - P62837

Numero articolo: CM0018476



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UBE2D2 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Punta l'enzima di coniugazione dell'ubiquitina E2 D2, coinvolto nella degradazione delle proteine e nella regolazione di p53. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBE2D2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UBC4; PUBC1; UBCH4; UBC4/5; UBCH5B; E2(17)KB2; UBE2D2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7322
ID Gene	7322
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62837
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio