

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ube2D3 Per Wb Ed Elisa - P61077

Numero articolo: CM0013606



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UBE2D3 (UBCH5C), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studiare l'ubiquitinazione, la riparazione del DNA e le vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBE2D3 Rabbit pAb
Note/Alias	UBC4/5; UBCH5C; E2(17)KB3; UBE2D3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7323
ID Gene	7323
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61077
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio